



English

Male Intermittent Urinary Catheters (PVC)

R_x
ONLY

INDICATIONS

Intermittent catheters are indicated for routine short term drainage of the bladder. The catheter is inserted through the urethra.

CAUTIONS, PRECAUTIONS & OBSERVATIONS

- Check the catheter's integrity prior to insertion.
- Select a replacement catheter if required.
- Do not use if package has been previously opened or damaged.
- Do not touch the catheter tip before insertion.
- If there is no urine flow or other complications occur (e.g. pain, difficult insertion or removal, bleeding, signs of urinary tract infection or discharge) please consult a healthcare professional.
- After incorrect insertion, catheters must be discarded and not re-used. A new catheter should be selected. Used catheters should always be discarded.

INSTRUCTIONS FOR MALE USE

NOTE: Healthcare professionals use aseptic technique

1. Wash hands thoroughly with soap and water. *(Figure 1)*
2. Withdraw the foreskin and wash the penis with soap and water. *(Figure 2)*
3. Peel open the package. *(Figure 3)*
4. Lubricate the catheter with water-soluble lubricant. *(Figure 4)*

Español

Catéteres Urinarios, Intermittentes y Masculinos (PVC)

INDICACIONES

Los catéteres intermitentes son indicados para el drenaje rutinario de la vejiga a corto plazo. El catéter será insertado por la uretra.

CUIDADOS, PRECAUCIONES & OBSERVACIONES

- Verifique la integridad del catéter antes de inserción.
- Seleccione un catéter de reemplazo si es necesario.
- No use el producto si el envase ha sido abierto o está dañado.
- No toque la punta de la sonda antes de la inserción.
- Si no hay flujo de orina o si ocurren otras complicaciones (por ejemplo: dolor, inserción o eliminación difícil, sangrar, signos de una infección del tracto urinario o descarga) consulte por favor a un profesional médico.
- Después de una introducción incorrecta, el catéter debería ser desechado y no debería ser reutilizado. Un nuevo catéter debería ser seleccionado. Catéteres utilizados siempre deberían ser desechados.

INSTRUCCIONES PARA HOMBRES

NOTA: Los profesionales de atención de la salud usan una técnica aséptica.

1. Lávese completamente las manos con agua y jabón. *(Figura 1)*
2. Retire el prepucio y lave el pene con agua y jabón. *(Figura. 2)*
3. Abra el envase. *(Figura 3)*
4. Lubrique la sonda con lubricante hidrosoluble. *(Figura 4)*
5. Quite el catéter pre-lubricado del paquete.
6. Elija la posición que le resulte más cómoda.

ARTWORK SPECIFICATION

Artcode	943127	
Artwork Description	CVT ISC-IFU-Male	
ICC	419800, 501003, 501011, 501012, 501013, 501014, 501015, 501016, 501002, 501004, 501005, 501006	
REF Code	01304182, 01308182, 03204182, 03207182, 03208182, 03209182, 03213182, 03215182, , 01307182, 01309182, 01313182, 01315182	
LR#	000519	
Component Type	Insert	
EXISTING ARTCODE BEING REVISED	NA	
REQUIREMENT	SPECIFICATION	
Bucket	US	
Dimensions	Flat- 304.8mm x 508mm Folded- 102mm x 102mm	
Color(s) / Colour(s)	Black	
Specification Reference(s)	MT56-024	
Bar Code: UPC(A)*	NA	
* NOTE: Bar Code: See artwork for positioning, magnification and truncation. Scanability verified to ANSI grade "C" or better.		
ARTCODE	HISTORY	DATE
943127	1. New Product artwork	17-NOV-2011