



Knee Support Cushion  
Cojín para el soporte de las rodillas  
Coussin de soutien pour les genoux  
# RTL2017CTK



Drive DeVilbiss Healthcare  
99 Seaview Blvd.  
Port Washington, NY 11050  
1-877-224-0946  
www.drivemedical.com

## Knee Support Cushion

**COMFORT TOUCH™** Cushions by Drive™ are designed to help satisfy your therapeutic needs while immersing you in comfort with an ergonomic design, high-quality foam and luxurious look and feel.

### Beneficial Uses

The comfortable memory foam and super soft velour cover of this Comfort Touch Knee Support Cushion help to alleviate discomfort for side sleepers by promoting proper alignment of the spine, knees and hips so that you can sleep easy and wake refreshed. The Comfort Touch Knee Support Cushion may be especially beneficial for women who are pregnant or people who have poor circulation or lower back pain.

### How to Use

Place the Comfort Touch Knee Support Cushion between your knees or legs while lying down and wrap the strap around one leg. Secure the straps with hook and loop fastener to help keep in place. Slip any loose ends through the loops on the strap.

Drive Comfort Touch Knee Support Cushion is intended to alleviate discomfort and pressure by providing support for alignment of the spine, knees and hips. **Seek medical attention immediately if symptoms persist or condition worsens.**

### Care and Cleaning Instructions

**Cover:** Remove the velour cover by unzipping and removing the memory foam. Do not wash with other articles and attach the hook and loop fastener straps together before washing. Wash it on a cold gentle cycle with mild soap as needed. Do not bleach. Tumble dry on low heat or allow to air dry.

**Memory Foam:** If the memory foam has any odor or stains, surface clean it with a moist cloth and air out until completely dry. No industrial solvents should be used at any time. Any lingering odor will dissipate over time. Never put foam in washer or dryer.

### One Year Limited Warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Limited 1 Year Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

## Cojín para el soporte de las rodillas

Los cojines **COMFORT TOUCH™** de Drive™ están diseñados para ayudar a satisfacer sus necesidades terapéuticas al mismo tiempo que lo sumergen en comodidad con un diseño ergonómico, espuma de alta calidad y una lujosa imagen y sensación.

### Usos benéficos

La acogedora espuma de memoria y su cubierta súper suave de velvetón de este cojín para el soporte de las rodillas ayuda a calmar los malestares para las personas que duermen de lado ya que promueve la alineación de la columna vertebral, las rodillas y la cadera de manera que pueda dormir con facilidad y despertar revitalizado. El cojín para el soporte de las rodillas puede ser particularmente benéfico para las mujeres embarazadas o personas con problemas de circulación o dolor en la espalda baja.

### Instrucciones de uso

Colocar el cojín para el soporte de las rodillas entre sus rodillas o piernas mientras está acostado y enrollar la correa alrededor de una pierna. Asegurar la correa con el gancho y el sujetador de presilla para mantenerla en su lugar. Deslizar cualquier extremo suelo a través de las curvas de la correa.

El cojín para el soporte de las rodillas Comfort Touch de Drive está previsto para aminorar la incomodidad y la presión ya que proporciona soporte para la alineación de la columna vertebral, las rodillas y la cadera. **Buscar atención médica inmediatamente si persisten los síntomas o si empeora la condición.**

### Instrucciones de limpieza y cuidado

**Cubierta:** Quitar la cubierta de velvetón abriendo el cierre y sacando la espuma de memoria. No lavar con otros artículos y conectar el gancho y el sujetador de presilla de la correa antes del lavado. Lavar en un ciclo delicado con agua fría y jabón suave según sea necesario. No lavar con cloro. Secar en secadora en ciclo de calor bajo o dejar secar al aire libre.

**Espuma de memoria:** Si la espuma de memoria tiene olores o manchas, limpiar la superficie con un paño húmedo y dejar que se seque completamente al aire. En ningún momento se deben utilizar solventes de uso industrial. Cualquier olor persistente desaparecerá con el tiempo. Nunca coloque la espuma de memoria en una lavadora o secadora.

### Garantía limitada de un año

Su producto de la marca Drive está garantizado para estar libre de defectos en materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra del comprador original.

Este dispositivo se construyó bajo estándares de precisión y se inspeccionó cuidadosamente antes de su envío. Esta Garantía limitada de 1 año es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía hacia el consumidor de años fiables de servicio.



Knee Support Cushion  
Cojín para el soporte de las rodillas  
Coussin de soutien pour les genoux  
# RTL2017CTK



Drive DeVilbiss Healthcare  
99 Seaview Blvd.  
Port Washington, NY 11050  
1-877-224-0946  
www.drivemedical.com

Esta garantía no cubre fallas de dispositivo debido al mal uso o negligencia por parte del usuario, ni por desgaste normal.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive o esta garantía, contacte a su distribuidor autorizado Drive.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

## Coussin de soutien pour les genoux

Les coussins **COMFORT TOUCH™** de Drive™ sont conçus pour répondre à vos besoins thérapeutiques tout en vous procurant un niveau de confort inégalé, grâce à leur conception ergonomique, leur mousse de haute qualité et leur aspect riche et soigné.

### Avantages

La mousse viscoélastique confortable et la housse de velours ultra douce de ce coussin pour les genoux Comfort Touch aident à soulager l'inconfort vécu par les personnes qui dorment sur le côté, car il favorise un meilleur alignement de la colonne vertébrale, des genoux et des hanches; le coussin procure un meilleur sommeil et vous vous réveillerez en meilleure forme. Le coussin de soutien pour les genoux Comfort Touch peut être particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes et pour les personnes qui ont une circulation sanguine déficiente ou des douleurs lombaires.

### Utilisation

Placez le coussin de soutien pour les genoux Comfort Touch entre vos genoux ou entre vos jambes pendant que vous êtes allongé et enroulez la courroie autour d'une jambe. Fixez la courroie à l'aide de l'attache autoagrippante pour maintenir le coussin en place. Glissez la partie libre de la courroie dans les ganses de la courroie.

Le coussin de soutien pour les genoux Comfort Touch de Drive est conçu pour soulager de l'inconfort et la pression en procurant un soutien qui permet de mieux aligner la colonne vertébrale, les genoux et les hanches. **Consultez un médecin immédiatement si votre état ne s'améliore pas ou se dégrade.**

### Soins et nettoyage

**Housse:** Remove the velour cover by unzipping and removing the memory foam. Do not wash with other articles and attach the hook and loop fastener straps together before washing. Wash it on a cold gentle cycle with mild soap as needed. Do not bleach. Tumble dry on low heat or allow to air dry.

**Mousse viscoélastique:** Si la mousse viscoélastique dégage une odeur ou est tachée, nettoyez le coussin en surface à l'aide d'un chiffon humide et laissez sécher complètement à l'air libre. N'utilisez jamais de solvant industriel sur ce produit. Les odeurs résiduelles vont se dissiper avec le temps. Ne placez jamais le coussin dans la machine à laver ni dans le séchoir à linge.

## Garantie limitée d'un an

Votre produit Drive est garanti contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre pour une année à compter de la date d'achat par l'acheteur utilisateur original.

Ce produit a été fabriqué selon des normes strictes et a été minutieusement inspecté avant l'envoi. Cette garantie limitée d'un an illustre la confiance que nous mettons dans la fabrication et les matériaux de nos produits et notre conviction que vous serez satisfait.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à un usage abusif ou à la négligence du propriétaire, ni à l'usure normale.

Si vous avez des questions ou si vous désirez connaître les détails de cette garantie, consultez votre revendeur Drive.