

PARI LC PLUS® REUSABLE NEBULIZER

6 MONTH WARRANTY

PARI LC STAR® REUSABLE NEBULIZER

INSTRUCTIONS FOR USE


PART# 22F81,22F80

FOR SINGLE PATIENT USE (ONE PERSON) ONLY

(PARI LC PLUS® WITH TUBING, WITHOUT TUBING)

PART# 22F51,22F50

(PARI LC STAR® WITH TUBING, WITHOUT TUBING)



⚠ WARNING / AVERTISSEMENT

CAUTION: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order by a physician. Use only when prescribed by a physician and with the prescribed medication. Read all warnings and instructions before use. Improper use can result in serious or fatal illness or injury. Nebulizer is not sterile.

ATTENTION: La loi fédérale américaine exige que cet appareil soit vendu sur recommandation ou prescription médicale. Lire tous les avertissements et toutes les instructions avant l'emploi. L'usage inapproprié de cet appareil peut transmettre une maladie ou entraîner une blessure grave ou même mortelle. Le nébuliseur n'est pas stérile.

CANADIAN PATENT 2,195,733

DS-22-825 REV A 6/06



www.PARI.com
Email ProductInfo@PARI.com
Respiratory CEU Programs Available
© 2005 PARI Respiratory Equipment, Inc.

PARI RESPIRATORY EQUIPMENT, INC.
2943 Oak Lake Blvd., Midlothian, VA 23112-3998 USA
USA and CANADA 1.800.FAST.NEB (327.8632)
Tel 1.804.253.PARI (7274) Fax 1.800.727.4112



ILLUSTRATIONS

Before reading these Instructions For Use, open this page to expose the illustrations. When reading Section II on Set-Up, the illustrations on the left inside flap will match the illustrations in the text. These illustrations will be helpful to you as they are referenced throughout these Instructions For Use.

⚠ WARNING

Use only when prescribed by a physician and with the prescribed medication. Use only with compressors and tubing authorized by PARI. Other compressors and tubing may produce incorrect liter flow, resulting in improper treatment.

ILLUSTRATIONS

Avant de lire ce guide d'utilisation, ouvrir cette page pour exposer les illustrations. Les illustrations figurant sur le rabat intérieur gauche correspondent au texte de la Section II. Étant donné qu'on s'y reporte dans tout le guide d'utilisation, ces illustrations seront utiles à l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT

Utiliser cet appareil uniquement comme prescrit par le médecin et seulement pour le médicament prescrit. Ne l'utiliser qu'avec les compresseurs et les tubulures approuvés par PARI. L'emploi d'autres compresseurs et tubulures non approuvés peut nuire à l'efficacité du traitement.

I. FEATURES AND FUNCTIONS

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) Inspiratory Valve Cap | (6) Nebulizer Cup |
| (2) Nebulizer Insert | (7) Air Intake |
| (3) Nebulizer Semi-Circle | (8) Tubing (only provided with part#22F81, 22F51) |
| (4) Mouthpiece with Expiratory Valve | (9) Alignment Rings (not on all nebulizers) |
| (5) Nebulizer Outlet | |

I. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1) Capuchon de Soupape Inspiratoire | (6) Coupe du Nébuliseur |
| (2) Ajout du Nébuliseur | (7) Entrée d'air |
| (3) Demi-cercle Nébuliseur | (8) Tubulure (compris uniquement avec pièce no 22F81, 22F51) |
| (4) Bec avec Soupape Expiratoire | (9) Anneaux d'Alignement (pas sur tous les nébulisateurs) |
| (5) Sortie du Nébuliseur | |

7. Vous pouvez également laver toutes les pièces (sauf la tubulure et l'adaptateur) du nébuliseur réutilisable au lave-vaisselle. Les masques ne se lavent pas en sécurité dans un lave-vaisselle. **NE PAS Y LAVER LA TUBULURE ET L'ADAPTATEUR DE LA TUBULURE.** Placez les pièces du nébuliseur réutilisable dans un panier et placez ce dernier dans la partie supérieure du lave-vaisselle. Retirez et séchez les pièces à la fin du cycle.

⚠ AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INFECTION:

1. Le nébuliseur ne doit servir qu'à un seul patient (une personne). Ne partagez pas votre nébuliseur avec d'autres patients.
2. Vous devez nettoyer et stériliser le nébuliseur entre chaque traitement, sinon vous vous exposez à des maladies graves, même mortelles.

Pour les malades de mucoviscidose, la Fondation CF recommande de bouillir pendant 10 minutes entières pour désinfecter.

V. DÉSINFECTION ET STÉRILISATION DU NÉBULISEUR PARI RÉUTILISABLE

1. Nettoyez le nébuliseur comme indiqué à la section IV. À tous les deux jours de traitement, faites tremper pendant une (1) heure toutes les pièces du nébuliseur PARI (sauf la tubulure, le masque et l'adaptateur) dans une solution composée d'une (1) partie de vinaigre blanc distillé et trois (3) parties d'eau très chaude du robinet. Vous pouvez aussi remplacer le vinaigre distillé par un désinfectant pour équipement respiratoire (tel Control III®, et, le cas échéant, suivez les recommandations de mixage du fabricant).
2. Rincez abondamment toutes les pièces du nébuliseur à l'eau chaude du robinet et essuyez-les à l'aide d'un linge propre ne laissant pas de charpie. Jetez la solution de vinaigre une fois la désinfection terminée.
3. On peut également stériliser les pièces (sauf la tubulure, le masque et l'adaptateur de tubulure) en les faisant bouillir dans l'eau pendant dix minutes.
4. Les hôpitaux et cliniques peuvent également stériliser les pièces en les passant à l'autoclave à une température de 277 °F (136 °C) (suivez les recommandations du fabricant de l'autoclave). Laissez sécher les pièces sur un linge propre sans charpie.

CONTROL III® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE MARIL PRODUCTS, INC.

LE NÉBULISEUR PARI EST APPUYÉ D'UNE GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS

VI. PROCÉDURE D'ENVOI POUR LE RETOUR DU NÉBULISEUR PARI RÉUTILISABLE

1. Communiquez avec le Service de dépannage PARI à l'intention des patients au 1.800.FAST.NEB pour obtenir des instructions d'expédition.
2. Nettoyez, désinfectez et(ou) stérilisez le nébuliseur PARI comme recommandé à la page précédente. Essuyez le nébuliseur et insérez-le dans un sac en plastique.
3. Décrivez par écrit la défektivité du nébuliseur PARI ou ses symptômes. Inscrivez vos nom et prénom, votre adresse et le numéro de téléphone où l'on peut vous rejoindre le jour.
4. Expédiez cette description écrite et le nébuliseur dans une boîte d'expédition qui le protégera pendant le transport, à l'adresse que vous aura fournie le Service de dépannage PARI à l'intention des patients.

FRANÇAIS

- Si vous utilisez l'embout buccal, fixez-le à la sortie du nébuliseur en plaçant la soupape vers le haut. Ensuite, fixez la soupape inspiratoire en la poussant fermement en place dans le dessus du nébuliseur. **Le couvercle de la soupape est conçu pour un ajustement serré.** Référez-vous à l'illustration du Nébuliseur PARI Réutilisable en page 5.
- Branchez l'autre extrémité de la tubulure fermement dans l'entrée d'air au bas du Nébuliseur PARI Réutilisable (Fig.C).

⚠ AVERTISSEMENT


Vérifiez l'assemblage du nébuliseur PARI. Toutes les pièces doivent être fixées fermement. Un mauvais assemblage des pièces peut nuire à l'administration adéquate du médicament.

III. MODE D'UTILISATION

- Administrez votre traitement comme instruit par votre médecin.
- Le nébuliseur PARI est muni de deux (2) soupapes qui s'ouvrent et se referment pendant le traitement par inhalation lorsque vous utilisez l'embout buccal. Ces soupapes maximisent la distribution de l'aérosol et minimisent le gaspillage du médicament.
- Assoyez-vous droit, détendez-vous et mettez en marche le compresseur.
- Mettez l'embout buccal sur votre langue et refermez les lèvres autour de l'embout buccal. Inhalez l'aérosol pulvérisé lentement. Pendant que vous inspirez, la soupape sur le dessus du nébuliseur s'ouvre.
- Expirez lentement par la bouche. Pendant que vous expirez, la soupape expiratoire du dessus du nébuliseur s'ouvre, permettant à la brume expirée de s'échapper. Simultanément, la soupape expiratoire sur le nébuliseur se ferme ce qui réduit le gaspillage.
- Si vous utilisez un masque, placez le masque sur le nez et la bouche et inspirez et expirez lentement.
- Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de médicament ou que vous entendiez un crachotement.
- Arrêtez le compresseur.

IV. NETTOYAGE DU NÉBULISEUR PARI RÉUTILISABLE

- Débranchez la tubulure du bas de la coupe du nébuliseur.
- En présence de toute trace d'humidité ou de condensation dans la tubulure, laissez fonctionner le compresseur pendant 2 à 3 minutes alors que la tubulure y demeure toujours branchée. L'air chaud expulsé du compresseur finira par assécher l'humidité ou la condensation. Si vous le préférez, vous pouvez sécher la tubulure en la débranchant du compresseur et la suspendre en veillant à ce que les deux extrémités pointent vers le bas, de sorte que l'humidité ou la condensation potentiellement présente puisse s'en échapper ou s'évaporer. Utilisez un linge propre et humide pour essuyer l'extérieur de la tubulure.
- Désassemblez les pièces du nébuliseur réutilisable tel qu'illustré en page 5.
- Lavez toutes les pièces à l'eau chaude additionnée de savon liquide à vaisselle. **NE PAS LAVER LA TUBULURE OU L'ADAPTATEUR DE LA TUBULURE.**
- Rincez abondamment à l'eau chaude et secouez pour éliminer l'excès d'eau.
- Laissez assécher à l'air ou, à l'aide d'un linge propre ne laissant pas de charpie, essuyez toutes les pièces. Une fois les pièces sèches, assemblez le nébuliseur et rangez-le.



⚠ WARNING

1. To reduce the risk of increased bacterial growth, infection, illness, or injury from contamination: thoroughly clean and dry all parts of the nebulizer and thoroughly dry any moisture or condensation in the tubing at the end of every treatment following the instructions below.
2. Cleaning the nebulizer after each treatment is not enough--you must regularly disinfect or sterilize the nebulizer between treatments to prevent serious or fatal illness caused by contamination of the nebulizer.
3. Never use a nebulizer with a clogged nozzle. If the nozzle is clogged, the aerosol mist will be reduced, altered or stopped, which will diminish or eliminate the effectiveness of the treatment. If clogging occurs, replace with the same model PARI Reusable Nebulizer.
4. Close supervision is necessary when this product is used by or near children and physically or mentally impaired. Never use when sleeping or drowsy.
5. This product contains small parts that may present a choking hazard to small children. The tubing also presents a strangulation hazard. ALWAYS USE CLOSE ADULT SUPERVISION WHEN ADMINISTERING A TREATMENT TO A CHILD. DO NOT LEAVE CHILD UNATTENDED DURING TREATMENT.
6. Patients under the age of 4 or any patients who have special needs should use a facemask instead of the valved mouthpiece.
7. Before use, check PARI Reusable Nebulizer for proper assembly. All parts should be seated firmly in place. Use of an improperly assembled nebulizer could diminish or prevent adequate delivery of medication and the effectiveness of the treatment.

I. GETTING STARTED

1. Make sure that you have all components illustrated on the front cover. If you did not receive all components, contact PARI's Patient Connection at 1.800.FAST.NEB.
2. Read these Instructions For Use. Make note of all warnings and safety instructions. If you do not understand any portion of these Instructions For Use, please call PARI Customer Service using the telephone numbers listed on the back page.
3. Your nebulizer should last from 6 months to 1 year with general use and we have included a sticker set to remind you to replace your nebulizer.
4. It is recommended that you buy a back-up nebulizer in case your PARI Reusable Nebulizer becomes lost, damaged or soiled.

II. SET-UP

The PARI Reusable Nebulizer was designed to be used with a PARI compressor or with the central air supply in a hospital. In order to achieve the specified droplet characteristics with the central air supply, a liter flow of 3.5-8 liters per minute must be selected.

1. Unwind the tubing (Fig.A).
2. Insert one end of the tubing directly to the compressor air outlet. Make sure the tubing is firmly inserted or attached (Fig.B). **The tubing is designed to fit tightly.**

1. Déroulez la tubulure. Si vous n'utilisez pas un compresseur PARI, passez à l'étape deux (2). Pour utilisation avec le compresseur PARI PRONEB® TURBO, PRONEB® ULTRA et TREK™ insérez la tubulure dans la sortie du compresseur marquée « AIR » Fig. A1, B1.) Pour utilisation avec le PARI PRONEB® et le compresseur PARI MASTER®, un adaptateur de tubulure est inclus. Insérez l'adaptateur de tubulure dans l'une des extrémités de la tubulure en enfonçant fermement (Fig.A2) la partie rigide de l'adaptateur.
2. Branchez une extrémité de la tubulure dans la sortie d'air du compresseur. Assurez-vous que la tubulure est fermement insérée ou attachée (Fig. B2). **La tubulure elle-aussi est conçue pour être juste.**
3. Assurez-vous que le nébuliseur a été nettoyé et(ou) désinfecté avant l'utilisation et depuis la dernière utilisation de la journée (voir pages 8 & 9).
4. Enlevez le couvercle du dessus du nébuliseur en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à la butée et soulevez-le (Fig. C).
5. Versez le médicament prescrit dans le fond du nébuliseur (Fig. D). Ne dépassez pas le repère indicateur de capacité maximum. **Attention:** La capacité maximale du LC Star (pièce no 22F51) est de 6 cc (mL) de médicament.
6. Remplacez le dessus du nébuliseur. Le demi-cercle doit être vis-à-vis de la sortie du nébuliseur. Les deux anneaux d'alignement (pas sur tous les nébuliseurs) devraient être alignés l'un avec l'autre (voir page 5).
7. Si vous utilisez un masque, fixez-le directement à la sortie du nébuliseur (Fig. E & F).

ATTENTION: Si vous utilisez le masque, la soupape inspiratoire doit être en place ou enlevée dépendant du type de masque. Voir le diagramme pour la position correcte. Référez-vous à la Fig. E et F.

Type de Masque	PARI Partie Number	Enlevez la soupape inspiratoire	Laissez la soupape inspiratoire en place
Masque Aérosol Rigide Pédiatrique	14F15-PP	x	
Masque Aérosol Adulte	14F20	x	
Bubbles the Fish™ Masque Pédiatrique	44F7248	x	
PARI Baby™ Taille #0 Trousse de Nébuliseur	22F90		x
PARI Baby™ Taille #1 Trousse de Nébuliseur	22F91		x
PARI Baby™ Taille #2 Trousse de Nébuliseur	22F92		x
PARI Baby™ Taille #1 Trousse Conversion de Masque	44F2401		x
PARI Baby™ Taille #2 Trousse Conversion de Masque	44F2402		x
PARI Baby™ Taille #3 Trousse Conversion de Masque	44F3301		x

⚠ AVERTISSEMENT

1. Pour réduire le risque de croissance bactérienne plus aiguë, d'infection, de maladie ou de blessure résultant d'une contamination : à la fin de chaque traitement, nettoyez à fond toutes les pièces du nébuliseur et séchez-les. Faites sécher toute trace d'humidité ou de condensation dans la tubulure en suivant les instructions ci-dessous.
2. Le nettoyage du nébuliseur après chaque traitement ne suffit pas --- il faut désinfecter ou stériliser le nébuliseur régulièrement entre les traitements afin d'éviter des maladies graves ou mortelles résultant de la contamination du nébuliseur.
3. N'utilisez jamais un nébuliseur dont le bec est obstrué. L'obstruction du bec peut résulter en une pulvérisation d'aérosol amoindrie, altérée ou bloquée, ce qui nuirait à l'efficacité du traitement ou l'empêcherait de pouvoir être efficace. En cas d'obstruction, remplacez l'appareil par un nébuliseur PARI de même modèle.
4. Une supervision proche est nécessaire quand le produit est utilisé par ou près des enfants ou les handicapés physiques ou mentaux. N'utilisez jamais quand vous dormez ou que vous êtes somnolents.
5. Ce produit contient de petites pièces qui pourraient mettre les petits au risque d'étouffer. La tubulure elle aussi présente un risque d'étranglement. FAITES TOUJOURS PREUVE D'UNE SUPERVISION ADULTE PROCHE PENDANT L'ADMINISTRATION D'UN TRAITEMENT À UN ENFANT. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT SEUL PENDANT LE TRAITEMENT.
6. Les patients de moins de 4 ans et tout patient qui a des besoins spéciaux devrait utiliser un masque au lieu de l'embout buccal à soupape.
7. Avant l'utilisation, vérifiez le Nébuliseur Réutilisable PARI pour assemblage correct. Toutes les pièces doivent être fixées fermement. Un mauvais assemblage du nébuliseur pourrait réduire ou empêcher l'administration adéquate du médicament et l'efficacité du traitement.

I. COMMENT DÉMARRER

1. Assurez-vous d'avoir en main toutes les composantes illustrées sur la page couverture. Si vous ne les avez pas toutes reçues, communiquez avec le dépositaire où vous avez acheté votre nébuliseur PARI.
2. Lisez attentivement ce guide d'utilisation. Prenez note de tous les avertissements et des mesures de sécurité à respecter. Si vous ne comprenez pas quelque partie que ce soit de ce guide d'utilisation, communiquez avec le Service à la clientèle de PARI en composant l'un des numéros de téléphone indiqués sur la page couverture arrière.
3. Votre nébuliseur devrait durer de 6 à 12 mois, à raison d'un usage général, et nous avons inclus une série d'autocollants pour vous rappeler de remplacer votre nébuliseur.
4. Il est recommandé de se procurer un nébuliseur de rechange en cas de perte, d'endommagement ou de salissement du nébuliseur.

II. MONTAGE

Le nébuliseur PARI est conçu pour être employé à l'aide d'un compresseur PARI ou du système central d'alimentation en air d'un hôpital. Dans ce dernier cas, afin d'obtenir les caractéristiques requises des gouttelettes, il faut régler le débit de 3,5 à 8 litres à la minute.

3. Make sure nebulizer has been cleaned and/or disinfected before first use and after last treatment of the day (see page 8 & 9).
4. Remove the nebulizer insert by twisting counter-clockwise until it stops and lift up (Fig.C).
5. Pour prescribed medication into the nebulizer cup (Fig.D). Do not fill past the maximum fill line. **Caution:** Medication maximum fill for PARI LC PLUS® (part # 22F81) is 8 cc (ml) and the PARI LC STAR® (part #22F51) is 6 cc (ml).
6. Replace the nebulizer insert. (Fig.C) **The semi-circle should face the nebulizer outlet.** The two alignment rings (not on all nebulizers) should now be lined up with each other (See page 5).
7. If using a mask, attach mask directly to the nebulizer outlet (Fig.E & F).

NOTE: When using face mask, the inspiratory valve cap must be either in place or removed depending on the type of mask. See chart for proper position. Refer to figure E and F.

8. If using the mouthpiece, attach the mouthpiece to the nebulizer outlet with the expiratory valve facing up. Then attach the inspiratory valve cap by pressing firmly into the nebulizer insert. **The inspiratory valve cap is designed to fit snugly.** Refer to PARI Reusable Nebulizer illustration on page 5.
9. Firmly press the other end of the tubing onto the air intake on the bottom of the PARI Reusable Nebulizer. (Fig.C).

Type of Mask	PARI Part Number	Remove Inspiratory Valve Cap from Nebulizer Insert	Leave Inspiratory Valve Cap in place on Nebulizer Insert
Pediatric Rigid Aerosol Mask	14F15-PP	x	
Adult Aerosol Mask	14F20	x	
Bubbles the Fish II™ Pediatric Mask	44F7248	x	
PARI Baby™ Size #0 Nebulizer Set	22F90		x
PARI Baby™ Size #1 Nebulizer Set	22F91		x
PARI Baby™ Size #2 Nebulizer Set	22F92		x
PARI Baby™ Size #1 Mask Conversion Kit	44F2401		x
PARI Baby™ Size #2 Mask Conversion Kit	44F2402		x
PARI Baby™ Size #3 Mask Conversion Kit	44F3301		x

⚠ WARNING

Check PARI Reusable Nebulizer for proper assembly. All parts should be seated firmly in place. Use of an improperly assembled nebulizer could prevent adequate delivery of medication.

III. NEBULIZER TREATMENT

1. Take your treatment as directed by your physician.
2. The PARI Reusable Nebulizer has 2 valves that open and close during the nebulizer treatment when the mouthpiece is used. These valves help to maximize aerosol delivery and minimize medication waste.
3. Sit in a relaxed, upright position and turn the compressor on.
4. Place the mouthpiece on top of your tongue and close your lips around the mouthpiece. Take slow deep breaths to inhale the aerosol medication slowly. As you inhale, the valve on the inspiratory valve cap opens.
5. Exhale slowly through your mouth. As you exhale, the expiratory valve on the mouthpiece opens, releasing your exhaled aerosol. At the same time, the inspiratory valve closes on the top of the nebulizer which reduces waste.
6. If using a mask, place the mask over the nose and mouth and inhale and exhale slowly.
7. Continue steps 4 and 5 until the medication is gone or you hear a "sputtering".
8. Turn the compressor off.

IV. CLEANING THE PARI REUSABLE NEBULIZER

1. Disconnect the tubing from the air intake on the bottom of the nebulizer cup.
2. If there is any moisture (condensation) in the tubing, let the compressor run with only the tubing attached for 2-3 minutes. The warm air from the compressor will dry out the tubing. Alternatively, you can dry the tubing by removing it from the compressor and hanging it up with the "ends down" to allow any moisture (condensation) to drain out and evaporate. Use a clean damp cloth to wipe the exterior of the tubing.
3. Disassemble reusable nebulizer parts as illustrated on page 5.
4. Wash all parts with warm water and liquid dish soap. **DO NOT WASH THE TUBING.**
5. Rinse the reusable nebulizer parts thoroughly with warm water and shake out water.
6. Air dry or hand dry nebulizer parts on a clean, lint-free cloth. Reassemble nebulizer when parts are dry and store.
7. You can also wash all parts of the reusable nebulizer on the top shelf of a dishwasher. Masks can not be washed safely in a dishwasher. **DO NOT WASH TUBING.** Place the reusable nebulizer parts in a dishwasher basket, then place the basket on the top rack of the dishwasher. Remove and dry the parts when the dishwasher cycle is complete.

⚠ WARNING, TO REDUCE RISK OF INFECTION:

1. Nebulizer for single patient use (one person) only. Do not share your nebulizer with other patients.
2. You must regularly disinfect or sterilize the nebulizer between treatments. Failure to do so could lead to serious or fatal illness.

For patients with Cystic Fibrosis, the CF Foundation recommends boiling for a full 10 minutes to disinfect.

V. DISINFECTING AND STERILIZING THE PARI REUSABLE NEBULIZER

1. Clean the nebulizer as described in section IV. Every other treatment day, soak all parts of the PARI Reusable Nebulizer (except tubing and mask) in a solution of 1 part distilled white vinegar and 3 parts hot tap water for 1 hour. You can substitute respiratory equipment disinfectant (like Control III®) for distilled white vinegar (follow manufacturer's instructions for mixing).
2. Rinse all parts of the PARI Reusable Nebulizer thoroughly with warm tap water and dry with a clean, lint-free cloth. Discard the vinegar solution when disinfection is complete.
3. The PARI Reusable Nebulizer parts (except tubing and mask) may also be sterilized by boiling them in clean pot of water for a full 10 minutes.
4. Hospitals and clinics can sterilize the PARI Reusable Nebulizer parts (except mask and tubing) by autoclaving (a maximum of 277° F or 126° C), follow autoclave manufacturer's instructions.
5. Dry parts on a clean, lint-free cloth.

CONTROL III® IS A REGISTERED TRADEMARK OF MARIL PRODUCTS, INC.

THE PARI REUSABLE NEBULIZER INCLUDES A 6 MONTH LIMITED WARRANTY FOR HOME CARE USE

VI. PROCEDURE FOR RETURNING THE PARI REUSABLE NEBULIZER

1. Contact PARI Patient Connection at 1.800.FAST.NEB for shipping instructions.
2. Clean, disinfect and/or sterilize the PARI Reusable Nebulizer as indicated on the previous page. Dry the nebulizer and place in a plastic bag.
3. In writing, describe the malfunction or symptoms of the nebulizer. Include your full name, address and daytime telephone number.
4. Send written description and nebulizer in a protected box to the address provided by Patient Connection.

CANADIAN PATENT 2,195,733



Specialists in effective inhalation

PARI RESPIRATORY EQUIPMENT, INC.
2943 Oak Lake Blvd, Midlothian, VA 23112-3998
Tel 1.804.253.PARI (7274) Fax 1.800.727.4112

www.PARI.com
E-mail ProductInfo@PARI.com
Respiratory CEU programs available
© 2004 PARI Respiratory Equipment, Inc.

